

vatech viet

TẦM NHÌN MỚI VƯỢT XA
MỌI KỲ VỌNG

vatech A9TM




GIẢI PHÁP HÌNH ẢNH CHO CHẨN ĐOÁN NHA KHOA CHÍNH XÁC

Vatech A9 mang đến **hình ảnh toàn cảnh (Panorama)** có độ chính xác và chất lượng vượt trội nhờ kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh tiên tiến cùng kinh nghiệm tích lũy của Vatech trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh nha khoa.



FOV TỐI ƯU CHO CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH 3D



Trường chụp **8 × 8 cm** bao phủ cả **hàm trên và hàm dưới** trong một lần quét, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chẩn đoán cơ bản và lập kế hoạch điều trị, lý tưởng cho các ca cấy ghép Implant phức tạp & hỗ trợ chẩn đoán nhiều bệnh lý nha khoa khác.



CHỤP RĂNG 8 CHUYÊN SÂU CHO ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC

Hình ảnh chuyên biệt của **vùng răng khôn** bên trái hoặc bên phải giúp quan sát rõ ràng vị trí răng, hướng mọc và các cấu trúc lân cận, hỗ trợ chuẩn bị nhổ răng khôn chính xác & giảm thiểu rủi ro.

ĐÁNH GIÁ TRƯỚC NHỔ RĂNG BÊN TRÁI BÊN PHẢI



GIẢM THIỂU NHIỀU CHUYỂN ĐỘNG VỚI CEPH TỐC ĐỘ CAO

Bước tiến mới trong công nghệ chụp Cephalo, **Rapid Ceph** giảm thiểu nhiễu do chuyển động, rút ngắn thời gian và tối ưu hóa quy trình làm việc. Bên cạnh đó, hệ thống vẫn mang đến hình ảnh kỹ thuật số với chất lượng vượt trội.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC LÂM SÀNG VỚI CÔNG NGHỆ RAPID CEPH




EzDent-i

PHẦN MỀM NHẬN ẢNH, TRÌNH XEM ẢNH 2D VÀ CÔNG CỤ TƯ VẤN BỆNH NHÂN TÍCH HỢP



- Chẩn đoán chính xác với công cụ hỗ trợ hình ảnh
- Giả lập điều trị
- Tư vấn bệnh nhân và tăng tỷ lệ chấp thuận điều trị

Tối ưu hoá quy trình chẩn đoán, tư vấn qua giao diện dễ sử dụng



Công cụ làm nét sharpening




Giả lập cấy ghép implant



Tư vấn bệnh nhân với >200 video mô phỏng

Ez3D-i

PHẦN MỀM NHẬN ẢNH, TRÌNH XEM ẢNH 3D VÀ CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN, LÊN KẾ HOẠCH TỐI ƯU, CHÍNH XÁC



- Khảo sát & chẩn đoán trên chế độ ảnh toàn cảnh 3D
- Lựa chọn khu vực khảo sát và kiểm tra trực quan các lát cắt một cách dễ dàng

Lên kế hoạch cấy ghép và mô phỏng điều trị Implant




Khảo sát ống thần kinh hàm dưới



Mô phỏng cấy ghép



Phát hiện va chạm



Đánh giá mật độ xương

CẤU HÌNH SẢN PHẨM


	CBCT	PANO	CEPH
Vatech A9	•	•	-
Vatech A9 RC	•	•	•

THÔNG SỐ KỸ THUẬT (Vatech A9: PHT-30CSS)

Chức năng		CT + Pano + Ceph
Tiêu điểm		0.5 mm (IEC 60336)
Kích thước CT FOV		8 × 8 cm (Anatomical: 9.3 × 8 cm)
Kích thước Voxel		0.2 mm / 0.3 mm
Thời gian quét	CT	18 giây
	Pano	11.9 giây / 14.1 giây
Độ xám		14 bit
Điện áp ống		60 ~ 99 kV
Dòng điện		4 ~ 10 mA
Khối lượng	Không bao gồm đầu quay Ceph	108.3 kg (Không bao gồm chân đế)
		160.5 kg (Gồm chân đế)
	Với đầu quay Ceph	134.3 kg (Không bao gồm chân đế)
		186.5 kg (Gồm chân đế)

*Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không được báo trước

KÍCH THƯỚC (Đơn vị: mm)



Website



Fanpage

- TP. HCM: 112 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP. HCM
- Samsun Vina Education Center Hà Nội:
187 Đường Đồi Nam An Khánh, KĐT Nam An Khánh, Xã An Khánh, TP. Hà Nội
- Đà Nẵng: Tòa nhà TikTak - 21/4 Lê Hồng Phong, Phường Hải Châu, Đà Nẵng
- Samsun Vina Education Center HCM: 43 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Hưng, TP. HCM

samsun vina

Chi tiết xin liên hệ:
1800 6079
www.samsunvina.com